





PRE-VACUNACIÓN

- Conservar la vacuna entre 2°C y 8°C
- No congelar
- Proteger la cadena del frío



CONSERVACIÓN

- Verificar fecha caducidad de la vacuna



CADUCIDAD

- Uso inmediato una vez abierto el envase
- No emplear remanentes de vacuna



FRASCOS

- Las jeringas y agujas deben ser las adecuadas y estar limpias, desinfectadas y secas



DESINFECCIÓN

- Hay que calibrar la jeringa periódicamente para evitar errores de dosificación (medir el volumen que inyecta en una probeta graduada)



CALIBRACIÓN

MOMENTO



- Vacunar con el menor estrés posible a primera hora del día

ESTRÉS




- Simplificar al máximo los movimientos de animales
- Evitar el manejo con palos o pizas eléctricas

PARASITOSIS



- El animal debe estar libre de parasitosis y en un adecuado estado nutricional

INSTALACIONES




- Mantener en buenas condiciones la manga y los corrales para evitar lesiones y escape de animales




VACUNACIÓN

- No llenar en exceso la manga de vacunación para evitar lesiones, pérdida de tiempo y riesgos para el personal



MANGA

- Trabajar a buen ritmo pero sin prisas




VELOCIDAD

- Se recomienda el uso de banderas para manejar a los animales tanto en el corral como en el toril evitando estrés




ESTRÉS

- Evitar vacunar en zonas excesivamente sucias para evitar infecciones



INSTALACIONES

- No vacunar animales mojados o en días de lluvia



INFECCIONES

- Sacar la vacuna de la nevera, agitar 30 segundos para una correcta homogenización, cargar la jeringa, purgar y guardar nuevamente en la nevera




HOMOGENEIZAR

- Atemperar antes de la aplicación
- Nunca conservar el frasco de la vacuna que se está usando en el bolsillo para no perder la cadena de frío




CADENA DEL FRÍO

INTRAMUSCULAR



- Aplicación de la aguja de forma perpendicular a la piel en las tablas del cuello
- Aguja adultos: 20x20 mm
- Aguja terneros: 15x18 mm

SUBCUTÁNEA




- Hacer un pliegue de la piel (pellizco) y aplicar la aguja de forma perpendicular al mismo
- Aguja adultos: 12x18 mm
- Aguja terneros: 15x15 mm

AGUJA



- Establecer protocolo de cambio de aguja. Por ejemplo, podría hacerse cada 25 animales o cada carga de jeringa 50 ml y cuando pierde el filo

LO CORRECTO



- Nunca atravesar con la aguja el capuchón metálico que cubre el tapón de goma del frasco de la vacuna

CUIDADO



- No utilizar la jeringa como pinchos para hacer caminar a los animales

OTRA DOSIS



- Aplicar una nueva dosis si hay dudas de la cantidad aplicada por un movimiento repentino del animal mientras es vacunado

TOTALIDAD



- Asegurar la aplicación de la vacuna a la totalidad de los animales que deben ser vacunados



POST VACUNACIÓN

- Una vez completada la vacunación, dejar en observación a los animales durante 1 hora para detectar posibles reacciones adversas



OBSERVACIÓN

- Conducir a los animales a su cuadra minimizando el estrés y contribuyendo a una correcta inmunidad



MENOS ESTRÉS

- Lavar cuidadosamente el instrumental, aclarar bien y secar correctamente después de su utilización



INSTRUMENTAL

RECOGIDA DE INFORMACIÓN



- Recoger la información sobre la vacunación aplicada para poder diseñar estrategias sanitarias convenientes

SEGURIDAD



- Si accidentalmente se inyecta a sí mismo o a otro cuidador, comuníquese con su médico para atención adicional e informe acerca del accidente a su gerente y a Zoetis

COMUNICACIÓN



- Si observa que cualquier animal tiene una reacción adversa a la vacuna, tales como hinchazón, debilidad o conmoción, comuníquese con su veterinario y con Zoetis

**ANTIBIÓTICOS
USO RESPONSABLE**

**TAN POCO COMO SEA POSIBLE,
TANTO COMO SEA NECESARIO.**

zoetis

LA CORRECTA VACUNACIÓN



ANTIBIÓTICOS
USO RESPONSABLE

TAN POCO COMO SEA POSIBLE,
TANTO COMO SEA NECESARIO.

zoetis